



Krużyński
Rok założenia 1979

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE JK



SZYNA WYCIĄGOWO-REHABILITACYJNA JK-SWR

ZASTOSOWANIE

Szyrna wyciągowo – rehabilitacyjna wyrób medyczny przeznaczony do leczenia czynnościowego i rehabilitacji kończyn dolnych, a w szczególności stawu kolanowego i biodrowego.

Szyrna jest przystosowana do ćwiczeń usprawniających i leczenia schorzeń ortopedycznych oraz pourazowych uszkodzeń narządu ruchu. Standardowo wyposażona jest w 2 materacyki w powłoczce oddychającej nie przepuszczającej płynów, zestaw rolkowy do przeprowadzenia wyciągów nadrostkowych i zestaw dodatkowy umożliwiający zastosowanie wyciągu za udo.



DANE TECHNICZNE

Długość szyny	770 - 1000 mm
Szerokość górnej ramki	250 mm
Szerokość dolnej ramki	320 mm
Kąt zgięcia w biodrze	10° - 100°
Kąt zgięcia w kolanie	0° - 100°
Maksymalne obciążenie	30 kg
Ilość materacyków	2



Krużyński
Rok założenia 1979

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
JK

05-840 BRWINÓW
UL. PSZCZELIŃSKA 73
tel.: 503-009-515

e-mail: biuro@kruzynski.com.pl
www.kruzynski.com.pl

